

Messanleitung Brustgeschirr

Jeder Hund ist ein Individuum für sich und somit kann man nicht aufgrund einer Rassebeschreibung auf die richtige Größe des Brustgeschirrs ausgehen.

Somit muss der Hund gemessen werden. Das ist gar nicht so schwer. Das wichtigste Maß beim Brustgeschirr ist der Brustumfang. Diesen müssen sie mit einmal um den Bauch herum messen.



Messen Sie mit einem Maßband. Haben Sie keinen Maßband vorliegen, tut es auch eine Schnur oder ein dicker Faden. Achten Sie darauf das dieser beim Messen nicht verrutscht oder mit dem Fell „mitwandert“ und legen Sie diesen nach dem Messen parallel zum Metermass und lesen das Maß ab.



Den ermittelten Brustumfang notieren und in der Größentabelle schauen was passt. Liegt der Hund zwischen 2 Größen, wählen sie die größere Größe.

Sollten Sie mit unserer Messanleitung nicht klar kommen, bitte schreiben Sie uns, welche Probleme Sie beim Messen haben und Rasse, Alter & Gewicht Ihres Hundes haben – wir versuchen Ihnen dann zu helfen.

Vielen Dank und viel Erfolg!

Ihr Team von PETSAM